

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. **01197**


Artikel-Bezeichnung **BLUE BASIC-PLUS**





**Nitril-Untersuchungshandschuh, puderfrei, blau, unsteril**

PRODUKTBESCHREIBUNG					
Material	<input type="checkbox"/> Latex	<input checked="" type="checkbox"/> Nitril	<input type="checkbox"/> Vinyl	<input type="checkbox"/> Polyethylen (PE)	<input type="checkbox"/> Neopren
Farbe	<input type="checkbox"/> weiß	<input checked="" type="checkbox"/> blau	<input type="checkbox"/> mint	<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> apfelgrün
Eigenschaft	<input type="checkbox"/> gepudert	<input checked="" type="checkbox"/> puderfrei	<input checked="" type="checkbox"/> nicht steril	<input checked="" type="checkbox"/> Passform beidhändig	<input type="checkbox"/> innen chloriert
Oberfläche	<input type="checkbox"/> angeraut	angeraute Fingerspitzen	polymerbeschichtet	<input type="checkbox"/>	

GRÖßEN	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Breite	70 mm ± 10 mm	80 mm ± 10 mm	95 mm ± 10 mm	110 mm ± 10 mm	115 mm ± 10 mm
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm

SCHICHTSTÄRKE		
Stulpe	Handfläche	Fingerspitzen
0,06 mm	0,08 mm	0,09 mm

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Richtlinie 89/686/EEC	<input type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input checked="" type="checkbox"/> Kategorie III	<input type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			
MP-Richtlinie 93/42/EEC	<input checked="" type="checkbox"/> Klasse 1	<input type="checkbox"/> Klasse 2a	<input type="checkbox"/> Klasse 2b	<input type="checkbox"/> Klasse 3	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input type="checkbox"/> kein Medizin-Produkt
Das Produkt erfüllt die Anforderungen an Schutzhandschuhe, die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind: <b>Verordnung (EG) 1935/2004</b>					<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	

NORMUNG							
EN 388:2016 mechan. Risiken	Abriebfestigkeit	Schnittfestigkeit Coupe-Test	Weitereißkraft	Durchstichkraft	Schnittfestigkeit TDM-Test	Stoßschutz	
Level	0	0	0	0	0	0	EN 388 000000
EN 374-1:2003 Chem. Risiken	Chemikalie		Kennbuchstabe	Level	Permeationszeit		
	Natriumhydroxid 40%		K	6	> 480 min		
	Schwefelsäure 50%			6	> 480 min		
	Formaldehyd 37%			3	> 60 min		
	Diethylamin		G	0	< 10 min		
EN 374-2 Penetration	Leistungsstufe	AQL	Prüfniveau				
	Level 2	< 1,5	G1				Level 2, AQL < 1.5
EN 374-5:2016 Virendichtigkeit	Der Handschuh ist dicht gegenüber Mikroorganismen (Viren, Bakterien und Pilzen). Prüfung gem. ISO 16604-Verfahren B, ASTM 1671-13						
EN 420:2010 Schutzhandschuhe	Der Handschuh erfüllt die allgemeinen Anforderungen gem. EN 420:2010						
EN 455 medizinische Einweghandschuhe	Der Handschuh erfüllt die Anforderungen gem. EN 455-1, EN 455-2, EN 4553-3, EN 455-4						<b>EN 455</b>

ZUSÄTZLICH GEPRÜFTE CHEMIKALIEN (Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Durchbruchzeiten benötigen)							
Zytostatika	Cisplatin 1,0 mg/ml	Cyclophosphamide 20 mg/ml	Darcarbazine	Etoposide 20 mg/ml	Melphalan	Methotrexate 25 mg/ml	Ifosamide
Level	5	5	5	5	5	5	5

## Technisches Datenblatt


Artikel-Nr. **01197**

Artikel-Bezeichnung **BLUE BASIC-PLUS**

Nitril-Untersuchungshandschuh, puderfrei, blau, unsteril

### LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG

Allgemeines		
Material	Karton	
Stück pro Unterpackung	200	
EAN Unterpackung Gr. XS	4044941005300	
EAN Unterpackung Gr. S	4044941005317	
EAN Unterpackung Gr. M	4044941005324	
EAN Unterpackung Gr. L	4044941005331	
EAN Unterpackung Gr. XL	4044941005348	
PZN Unterpackung Gr. XS		
PZN Unterpackung Gr. S		
PZN Unterpackung Gr. M		
PZN Unterpackung Gr. L		
PZN Unterpackung Gr. XL		
Maße & Größe		
Länge	240 mm	
Breite	128 mm	
Höhe	80 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	520 g	580 g
S	540 g	600 g
M	640 g	700 g
L	720 g	780 g
XL	780 g	840 g



### LOGISTISCHE DATEN UMPACKUNG

Allgemeines		
Material	Karton	
Unterverp. pro Umverpackung	10	
EAN Umverpackung Gr. XS	4044941005355	
EAN Umverpackung Gr. S	4044941005362	
EAN Umverpackung Gr. M	4044941005379	
EAN Umverpackung Gr. L	4044941005386	
EAN Umverpackung Gr. XL	4044941005393	
Maße & Größe		
Länge	415 mm	
Breite	266 mm	
Höhe	255 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	5.800 g	6.300 g
S	6.000 g	6.500 g
M	7.000 g	7.500 g
L	7.800 g	8.300 g
XL	8.400 g	8.900 g

**BLUE BASIC-PLUS**  
Basic Line by MED-COMFORT

**NITRIL**

Einmal Nitril Untersuchungshandschuhe  
Links & rechts passend

Disposable Nitrile Examination Gloves  
Ambidextrous

Guantes de examen de nitrilo de un solo uso  
Ambidiestros

Vorsichtig behandeln! Kühl und trocken lagern!  
Handle with care! Store in a cool and dry place!



**01197**

PUDERFREI  
POWDER FREE

### LOGISTISCHE DATEN PALETTE

Allgemeines		
Palettenart	Europalette	
Maße & Größe		
Kartons pro Lage	6	
Lagen pro Palette	7	
Palettenhöhe	194 cm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	265 kg	290 kg
S	273 kg	298 kg
M	315 kg	340 kg
L	349 kg	374 kg
XL	374 kg	399 kg

Rev.-Nr.: 0  
Datum: 01.06.2017  
Ersteller: Imke Tiralongo