

LABSOLUTE® SENSITIVE, NITRIL, PUDERFREI

Artikelnummern: 7.696 904 (XS), 7.696 900 (S), 7.696 901 (M), 7.696 902 (L), 7.696 903 (XL)

Allgemeine Informationen:

Typ: Einweghandschuh
Beschreibung: Alle notwendigen Informationen sind auf der Spenderbox zu finden.
Ausführung: beidseitig verwendbar, gerade Finger
Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Farbe: lavendelblau (geeignet für HACCP Standard)
Innenseite: chloriert, puderfrei
Außenseite: keine besondere Materialbehandlung
Rand/Oberfläche: Rollrand, texturierte Fingerspitzen
Länge: Ø 240 mm
Dicke (doppelt): Finger mind. 0,14 mm, Fläche mind. 0,12 mm, Rand mind. 0,10 mm
Handschuhweite: durchschnittlich (± 10 mm): XS <80 mm, S 80 mm, M 95 mm, L 110 mm, XL >110 mm
Zugkraft (EN 455-2): Ø 6,0 N (innerhalb des Haltbarkeitszeitraums)
Puderrückstand: ≤ 2 mg / Handschuh
Verfügbare Größen: XS (5 - 6), S (6 - 7), M (7 - 8), L (8 - 9), XL (9 - 10)

Lagerung:

Haltbarkeit: 3 Jahre (Haltbarkeitsdatum ist auf der Spenderbox aufgedruckt).
Bedingungen: kühl (nicht über 30 °C), trocken, staubfrei, keiner UV-Strahlung aussetzen, Kontakt mit oxidativen Stoffen vermeiden, nicht neben Fotokopiergeräten lagern.
Sonstiges: Kupferionen können zu Verfärbungen des Handschuhs führen.

Richtlinien und Zertifizierung:

Richtlinien: PSA-Verordnung (EU) 2016/425, CE Kategorie III
Normen: EN 420:2003+A1:2009, ISO 374-1:2016+A1:2018 (Typ B), EN 374-2:2014 (Level 2 = AQL 1,5), EN 16523-1:2015+A1:2018, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, EN455-1, -2, -3
Lebensmittelbereich: Verordnung (EG) Nr. 1935/2004

Warnhinweis:

Handschuhe enthalten folgende Allergene: Dithiocarbamat, Zink-Mercaptobenzothiazol

Durch die enthaltenen Substanzen kann es zu allergischen Reaktionen, bis hin zum anaphylaktischen Schock kommen.